

Инструкция по использованию ультразвуковой зубной щетки со встроенными светодиодами и съёмной силиконовой насадкой F.F.T.-IFB-9800

Описание:

Ультразвуковая зубная щетка F.F.T.-IFB-9800 представляет собой современное беспроводное устройство, предназначенное для чистки и отбеливания зубов, предотвращения кариеса, удаления неприятного запаха изо рта, очистки от поддесневого и десневого камня.

Отличительной особенностью ультразвуковой зубной щетки F.F.T.-IFB-9800 является наличие светового сфокусированного луча силой 300-700mcd. Под его влиянием уничтожаются 99,9% всех микробов, снижается чувствительность нервных рецепторов кожи.

Стоматологи рекомендуют использовать ультразвуковую зубную щетку F.F.T.-IFB-9800 с целью поддержания полости рта в здоровом состоянии, а также при ношении и после снятия любых видов брекет систем.

Чистка зубов и десен должна проводиться ежедневно 2 раза в день не менее 2-х минут. При ношении брекет систем длительность может быть увеличена до 5 минут, а рекомендованная частота использования – после каждого приема пищи.

В случае если Вы проходите стоматологическое лечение, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом-стоматологом перед началом использования данной зубной щетки.

Показания к применению:

Чистка зубов и десен, поддержание полости рта в здоровом состоянии

Ультразвуковая зубная щетка способна вычищать налет на зубах в сотни раз лучше, чем простая ручная щетка. Вибрация ультразвука помогает взбить субстанцию из слюны и зубной пасты, которая активнее борется с налетом на зубах. Щетинки колеблются с частотой 9800 раз в минуту, благодаря чему разрушаются бактериальные цепочки, устраняя неприятный запах изо рта. Частое движение щетинок обеспечивает мягкий массаж десен.

Эффект, который оказывает массаж десен, обусловлен усилением крово- и лимфотока, что провоцирует усиление процессов метаболизма.

В результате этого наблюдается:

- улучшение питания клеток слизистой оболочки;
- ускорение кислородного обмена и эвакуации продуктов распада;
- уплотнение структуры тканей пародонта;
- устранение отеков слизистых оболочек;
- усиление местного иммунитета.

Массаж десен, проводимый ежедневно в домашних условиях, служит дополнительной мерой профилактики развития кариеса, образования пародонтальных карманов и формирования в ротовой полости воспалительных процессов.

Во время ортодонтического лечения брекетами или прозрачными элайнерами ультразвуковая зубная щетка:

- обеспечивает эффективную чистку зубов вокруг брекет систем благодаря проникновению силиконовых щетинок во все труднодоступные промежутки;
- оказывает минимальную силу давления при чистке зубов на опорные ткани зубов и зубную эмаль;
- снижает болевые ощущения в начале лечения брекет системами.



Handwritten signature



Ультразвуковая зубная щетка столь же эффективна после снятия ортодонтической аппаратуры.

Работа данной зубной щетки основана на ультразвуковой вибрации 163HZ., которая снижает риск возникновения стоматологических заболеваний, а также:

- стимулирует кровообращение;
- стимулирует работу клеток и их регенерацию;
- снимает болевой синдром на клеточном уровне;
- стимулирует работу клеток эпителия, устраняет гематомы, отеки, воспаление;
- устраняет воспалительные процессы в тканях;
- делает мембраны клеток более проницаемыми для лекарственных препаратов.

Интенсифицирует отбеливающие процедуры

Отличительной особенностью ультразвуковой щетки F.F.T.-IFB-9800 является наличие сфокусированного светового луча, приближенного к ультрафиолетовому излучению, силой 300 ~ 700mcd. Под его влиянием уничтожаются 99,9% всех микробов, снижается чувствительность нервных рецепторов кожи. Не проявляются отрицательные факторы, характерные для ультрафиолетового облучения (нарушение норм радиационной защиты, повреждения кожных покровов и глаз, появления пигментации кожи).

Свет активирует основной элемент отбеливающих паст и гелей. Щадящий эффект воздействия устраняет необходимость нанесения дополнительных восстанавливающих препаратов после процедуры.

Применение данной зубной щетки с отбеливающими пастами ТМ «Доктор Персин»/ «Профессор Персин» и гелями «Floradyle» способствует достижению следующих результатов:

- избавляет от потемнений зубной эмали после употребления кофе, красного вина, курения;
- смягчает природный желтоватый или серый оттенок эмали, способствует восстановлению светлого цвета зубов после длительного курса лекарственных препаратов;
- позволяет отбелить зубы от 3 до 12 тонов за курс.


Противопоказания к применению:


- Не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными возможностями.
- Не использовать детям младше 14 лет.


Комплектность:

- Зубная щетка
- Сменная силиконовая насадка (капа)
- батарейка
- коробка



Подсоединение:

- открыть отдел батарейки
- вставить батарейку в зубную щетку
- закрыть отдел батарейки
- надеть силиконовую насадку
- нажмите кнопку 



- во включенном состоянии насадка зубной щетки светится голубым светом
- после окончания использования зубной щетки нажмите кнопку 

Использование зубной щетки:

- Прополощите рот
- Наденьте силиконовую насадку на зубную щетку
- Распределите зубную пасту/зубной порошок по щетинкам
- Коснитесь насадкой зубов
- Нажмите кнопку 
- Медленно передвигайте щетку от одного зуба к другому, задерживаясь на поверхности каждого зуба несколько секунд. Почистите жевательные поверхности зубов.
- Чистите десны таким же образом, как и зубы. Сначала снаружи, а затем внутри.
- По окончании чистки зубов и десен нажмите кнопку 
- Извлеките зубную щетку изо рта

Рекомендации после использования зубной щетки:

- Отсоедините силиконовую насадку от зубной щетки
- Промойте проточной водой, просушите. Не допускайте хранения силиконовой насадки под прямыми солнечными лучами либо на нагретых поверхностях.
- Стоматологи рекомендуют замену силиконовой насадки не реже 1-го раза в 2 недели.
- Зубную щетку протрите сухой салфеткой, храните в коробке

Технические характеристики:

- Время работы от батарейки 2 часа
- Питание 1,5В
- Мощность 0,7Вт
- Частота вибрации 163Hz
- Количество светодиодов 2шт
- Интенсивность света 300-700МКД
- Длина световой волны 460-480нм
- Пульсация 9800 ударов/мин
- Габариты зубной щетки (д*в) 2,4см*21см
- Вес зубной щетки 130гр.

Инструкция по технике безопасности:

- Зубная щетка комплектуется батареей. Не бросайте ее в огонь, не нагревайте, не используйте и не оставляйте в местах с высокой температурой воздуха.
- Не используйте с поврежденной батареей.
- При замене батареек действуйте осторожно, стараясь не замкнуть положительный и отрицательный контакты.
- Не оставляйте и не храните зубную щетку в местах, откуда она может упасть в ванну, раковину, унитаз. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не погружайте зубную щетку в воду.
- Не кладите на нее тяжелые предметы.



Handwritten signature in blue ink.



- Храните зубную щетку в месте, недоступном для детей. Несоблюдение этого правила может привести к возникновению несчастных случаев и опасных ситуаций (проглатыванию аксессуаров, съемных частей зубной щетки).
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать и разбирать зубную щетку, не ремонтируйте самостоятельно, обратитесь к продавцу данного товара
- Никогда не направляйте луч зубной щетки в глаза, нос, ушные раковины.
- Не используйте зубную щетку не по назначению.

Соответствие стандартам:

Сертификат соответствия №

Гарантийные обязательства:

Компания производитель предоставляет гарантию 1 год с даты приобретения зубной щетки. Гарантийные обязательства действительны при наличии полного комплекта (зубная щетка, силиконовая насадка, инструкция, заводская коробка, чек или иной документ, подтверждающий покупку).

Данная гарантия не распространяется на случаи повреждения или поломки зубной щетки в результате неправильного использования (см. список ниже), естественного износа, в отношении сменных силиконовых насадок, а также дефектов изделия, не имеющих эффекта для функционирования данной зубной щетки (силиконовая насадка, батарейка). Гарантия не является действительной в случае ремонта зубной щетки не авторизованными сервисными службами.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

- Использования зубной щетки не по назначению
- Наличия на зубной щетке механического воздействия, повреждений, сколов, трещин
- Наличия следов вскрытия, самостоятельного ремонта
- Наличия следов попадания влаги, иных составов внутрь корпуса зубной щетки
- Наличия дефектов, вызванных форс-мажорными обстоятельствами
- Неправильное напряжение питающей батарейки
- Внесение технических изменений
- Наличия других нарушений, изложенных в данной инструкции.

Производитель:

Favorite For Teeth (F.F.T.), USA, Florida State
2283 NE 164th st North Miami Beach, 33160, USA, США

Разработчик:

Cron-USA LLC, USA, Florida State
2283 NE 164th st North Miami Beach 33160, USA, США